

1



Verwijder de beschermdop.

2



Schud de dosisaerosol krachtig.

3



Plaats de dosisaerosol in de VORTEX®.

4

Fout



Goed

Laat het kind rechtop zitten of staan, het hoofd iets achterover.

5



Houd de VORTEX® horizontaal en plaats het masker goed aangesloten op het gezicht over mond en neus van het kind.

6



Druk de dosisaerosol één keer in.

7

5 tot 10 x



Laat het kind vijf tot tien keer rustig in- en uitademen door de VORTEX®.

8



Herhaal bij meerdere doses de stappen 2 t/m 7.

9




Plaats de beschermdop terug op de dosisaerosol.

10



Spoel zo nodig de mond/keel en eet of drink iets.

Goed om te weten



- Als de dosisaerosol langer dan een week niet is gebruikt, beschermdop verwijderen, krachtig schudden en pas daarna één pufje in de lucht spuiten (bij een nieuwe dosisaerosol drie pufjes).



- Let op de vervaldatum (EXP). Vervang de VORTEX® eenmaal per jaar.



(VORTEX® met babymasker)

- Er is een bedieningshulp beschikbaar bij de VORTEX® met babymasker en de VORTEX® met volwassenenmasker. Let op, de bedieningshulp is geschikt voor de meest gangbare dosisaerosolen maar past niet op alle aerosolen.



- Bewaar de dosisaerosol op kamertemperatuur.

Reinigen



- De VORTEX® eenmaal per week schoonmaken.
 - Verwijder het masker en haal de VORTEX® uit elkaar.
 - Was de onderdelen in een lauw en schoon afwassopje.



- De VORTEX® afspoelen en goed uitschudden. Onderdelen moeten goed droog zijn wanneer deze weer in elkaar worden gezet.

Naam inhalator: **VORTEX®** met masker

- voor baby
- voor kind
- voor volwassene

Naam medicijn: _____

Categorie: _____

Tijdstip inname: _____

Dosis: _____

Voor info contact opnemen met: _____

Telefoon: _____