

1



Houd de Neutec Airmaster horizontaal, met de teller naar boven.

2



Druk de rode veiligheidsknop in en open tegelijkertijd volledig de beschermkap.

3



U hoort een klik.

4



Ga rechtop zitten of staan, het hoofd iets achterover.

5



Adem langzaam en volledig uit (niet in de Neutec Airmaster).

6



Plaats het mondstuk tussen de tanden en sluit de lippen eromheen.

7



Inhaleer zo diep mogelijk met een gelijkmatige inademing.

8



Neem de Neutec Airmaster uit de mond.

9




Houd de adem tien tellen vast of zo lang als comfortabel is.

10



Sluit de beschermkap volledig tot u een klik hoort.

11



Herhaal de stappen 2 t/m 10 indien tweede inhalatie is voorgeschreven.

12



Spoel zo nodig de mond/keel en eet of drink iets.

Goed om te weten



- De beschermkap opent wanneer u tegelijktijd de rode veiligheidssknop ingedrukt houdt.



- De Neutec Airmaster bevat 60 inhalaties. De teller geeft het aantal resterende inhalaties aan.



- Bewaar de Neutec Airmaster op kamertemperatuur (niet in de badkamer of keuken).



- Let op de vervaldatum (EXP).

Reinigen



- Het mondstuk afnemen met een droge tissue.



- Spoel de Neutec Airmaster niet af.

Naam inhalator: **Neutec Airmaster**

Naam medicijn: _____

Categorie: _____

Tijdstip inname: _____

Dosis: _____

Voor info contact opnemen met: _____

Telefoon: _____