



LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: _____

Datum: _____

Instructeur: _____



Inhalatieprotocol Salflutin®

Patiënteninformatie

- 1. Bespreek het doel en de werking van de medicatie.

Vorbereiding

- 2. De mond moet leeg zijn.
- 3. Houd de Salflutin® horizontaal, met de teller naar boven.
- 4. Open de Salflutin® vlak voor gebruik door de duimgreep naar achteren te draaien (klik), duw vervolgens het schuifje naar achteren (klik).
- 5. De Salflutin® is nu klaar voor gebruik.

De inhalatie

- 6. Ga rechtop zitten of staan, het hoofd iets achterover.
- 7. Adem langzaam en volledig uit, niet in de Salflutin®.
- 8. Breng de Salflutin® horizontaal naar de mond.
- 9. Plaats het mondstuk tussen de tanden en sluit de lippen eromheen.
- 10. Inhaleer zo diep mogelijk met een gelijkmatige inademing.**
- 11. Houd de adem 10 seconden vast of zo lang als comfortabel is. Neem intussen de Salflutin® uit de mond.
- 12. Adem rustig uit.
- 13. Sluit de Salflutin® door de duimgreep naar voren te draaien (klik).
- 14. Herhaal vanaf stap 4 indien een tweede inhalatie is voorgeschreven.
- 15. Na inhalatie de mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken of zo nodig iets eten of drinken.

Schoonmaken

- 16. Het mondstuk afnemen met een droge tissue, nooit afspoelen.

Aandachtspunten

- 17. De Salflutin® bevat 60 inhalaties, de teller geeft het aantal resterende inhalaties aan.
- 18. Bewaar de Salflutin® op kamertemperatuur. Niet in de badkamer of de keuken.

Tenslotte

- 19. Verwijs naar www.inhalatorgebruik.nl voor een passende instructiefilm en gebruiksaanwijzingen voor de patiënt.

Inhalatieprotocol Salflutin® - versie 1.0

De LAN moedigt verspreiding van de protocollen aan. De meest actuele versie en de gebruiksvoorwaarden vindt u op www.inhalatorgebruik.nl