

1



Open de groene beschermkap.
Open het witte mondstuk.

2



Plaats de doorzichtige capsule
in de opening.

3




Sluit alleen het witte mondstuk (klik).

4




Druk de witte knop volledig in
en laat daarna weer los.

5



Ga rechtop zitten of staan,
het hoofd iets achterover.

6



Adem langzaam en volledig uit
(niet in Zonda®).

7



Plaats het mondstuk horizontaal tussen
de tanden en sluit de lippen eromheen.

8



Inhaleer zo diep mogelijk met een
krachtige inademing.

9



Neem de Zonda® uit de mond.

10



Houd de adem tien tellen vast
of zo lang als comfortabel is.

11



Herhaal de stappen 5 t/m 10 om er zeker
van te zijn dat alle poeder is geïnhaled.

12



Spoel zo nodig de mond/keel
en eet of drink iets.

Goed om te weten



- Inhaleer zo diep mogelijk met een krachtige inademing. De inhalatiekracht is voldoende als u tijdens het inhaleren de capsule hoort trillen.



- Let op de vervaldatum (EXP).



- Bewaar de Zonda® op kamertemperatuur (niet in de badkamer of de keuken).

Reinigen



- De Zonda® nooit afspoelen.



- Eventueel het mondstuk schoonmaken met een droge tissue.

Naam inhalator: **Zonda®**

Naam medicijn:

Categorie:

Tijdstip inname:

Dosis:

Voor info contact opnemen met:

Telefoon: