

1



Verwijder de beschermdop.

2



Verwijder de beschermdop.

3



Schud de dosisaerosol goed.

4



Plaats de dosisaerosol in de VORTEX®.

5

Fout



Goed

Ga rechtop zitten of staan,
het hoofd iets achterover.

6



Adem volledig uit naast de VORTEX®.

7



Plaats het mondstuk tussen
de tanden en sluit de lippen eromheen.

8



Druk de dosisaerosol één keer in.

1 tot 5 x



9

Standaardmethode: vijf keer rustig
in- en uitademen door de VORTEX®.

1-teug-methode: Inhaleer zo diep moge-
lijk met een gelijkmatige inademing en
houd vervolgens de adem 10 tellen vast.

Uw zorgverlener bepaalt de voor u
geschikte methode.

10



Herhaal bij meerdere doses
de stappen 2 t/m 9.

11



Plaats de beschermdop terug
op de dosisaerosol.

12



Spoel zo nodig de mond/keel
en eet of drink iets.

Goed om te weten



- Als de dosisaerosol langer dan een week niet is gebruikt, beschermdop verwijderen, krachtig schudden en pas daarna één pufje in de lucht spuiten (bij een nieuwe dosisaerosol drie pufjes).



- Let op de vervaldatum (EXP). Vervang de VORTEX® eenmaal per jaar.



- Er is een bedieningshulp beschikbaar bij de VORTEX® met babymasker en de VORTEX® met volwassenenmasker. Let op, de bedieningshulp is geschikt voor de meest gangbare dosisaerosolen maar past niet op alle aerosolen.



- Bewaar de dosisaerosol op kamertemperatuur.

Reinigen



- De Vortex® eenmaal per week schoonmaken.
 - Haal de VORTEX® uit elkaar.
 - Was de onderdelen in een lauw en schoon afwassopje.



- De VORTEX® afspoelen en goed uitschudden. Onderdelen moeten goed droog zijn wanneer deze weer in elkaar worden gezet.

Naam inhalator: **VORTEX®** met mondstuk (vanaf 4 jaar en voor volwassenen)

Naam medicijn: _____

Inhalatiemethode: standaardmethode 1-teugmethode

Categorie: _____

Tijdstip inname: _____

Dosis: _____

Voor info contact opnemen met: _____

Telefoon: _____