

1




Haal de Cyclops® uit de verpakking.

2



Leg de Cyclops® (met het etiket aan de bovenzijde) op de tafel en verwijder de strip.

3



Ga rechtop zitten of staan, het hoofd iets achterover.

4



Adem langzaam en volledig uit (niet in de Cyclops®).

5



Breng de Cyclops® horizontaal naar de mond.

6



Plaats het mondstuk tussen de tanden en sluit de lippen eromheen.

7



Inhaleer zo diep mogelijk met een krachtige inademing.

8



Neem de Cyclops® uit de mond.

9



Houd de adem tien tellen vast of zo lang als comfortabel is.

10



Gooi de Cyclops® weg.

11



Spoel zo nodig de mond/keel en eet of drink iets.

## Goed om te weten



- Let op de vervaldatum (EXP).



- Bewaar de Cyclops® op kamertemperatuur (niet in de badkamer of de keuken).

## Reinigen



- Na gebruik de Cyclops® weggooien bij het huishoudelijk afval, de Cyclops® is voor eenmalig gebruik!

Naam inhalator: **Cyclops®**

Naam medicijn: \_\_\_\_\_

Categorie: \_\_\_\_\_

Tijdstip inname: \_\_\_\_\_

Dosis: \_\_\_\_\_

Voor info contact opnemen met: \_\_\_\_\_

Telefoon: \_\_\_\_\_