


1




Schud de Easyhaler® voor gebruik.

2



Verwijder de beschermkap.

3




Druk de gekleurde bovenzijde volledig in en laat deze weer los.

4



Ga rechtop zitten of staan, het hoofd iets achterover.

5



Adem langzaam en volledig uit (niet in de Easyhaler®).

6



Plaats het mondstuk tussen de tanden en sluit de lippen eromheen.

7



Inhaleer zo diep mogelijk met een krachtige inademing.

8



Neem de Easyhaler® uit de mond.

9



Houd de adem tien tellen vast of zo lang als comfortabel is.

10




Plaats de beschermkap terug.

11



Spoel zo nodig de mond/keel en eet of drink iets.

Goed om te weten



- De Easyhaler® bevat 100 of 200 inhalaties, de teller geeft het aantal resterende inhalaties aan.



- Bewaar de Easyhaler® op kamertemperatuur. Niet in de badkamer of de keuken.



- Aanbevolen wordt de Easyhaler® te bewaren in het beschermende omhulsel.



- Let op de vervaldatum (EXP). Vervang de Easyhaler® na de laatste dosis.

Reinigen



- Het mondstuk afnemen met een droge tissue, nooit afspelen.



- Gebruik geen water of reinigingsmiddel!

Naam inhalator: **Easyhaler®**

Naam medicijn: _____

Categorie: _____

Tijdstip inname: _____

Dosis: _____

Voor info contact opnemen met: _____

Telefoon: _____